

Sårproduktsguide

Sårbehandling special, SLL572

Utför en aktiv sårbehandling med debridering och moderna förband som kan sitta i några dagar och ge såret en optimal miljö. *OBS! Frilagda senor måste hållas fuktiga.*

- För rutiner vid sårbehandling se Vårdhandboken, <http://www.vardhandboken.se>
- För förbandsegenskaper se boken "Sårbehandling, Katalog över sårprodukter 2017/2018"
- För information om antiseptiska preparat vid sårbehandling; www.swedishmedtech.se/Files.aspx?f_id=99837



Granulerande

Gelbildande
Hydrokolloida
Polyuretan
Sårbäddskydd



Fibrinbeläggning

Bakterie- och
svampbindande med gel
Debrideringsdyna
Hydrokolloida
Jod
PHMB
Polyuretan
Sårgel-upprensande



Maceration

Hudskydd



Nekros

Jod
PHMB
Polyuretan
Sårbäddskydd
Sårgel-upprensande

*Torra svarta nekroser
behandlas torrt*



Vätskande

Alginat
Gelbildande
Polyuretan
Superabsorbent



Torr tår

Gelbildande - *måste fuktas*
Hydrokolloida
Polyuretan
Sårbeddsskydd



Biofilm

Honung
Jod
Kol
PHMB
Silver



Infekterat

Bakterie-och
svampbindande
Honung
Jod
PHMB
Silver
Kol - *mot odör*



Blödande

Alginat-av stora
molekyler
Polyuretan-
absorberande
Sårbeddsskydd



Fuktskada -IAD

Barriärskydd/Hud-skydd



Brännskada

Honung
PHMB
Polyuretan
Silver
Sårbeddsskydd