

Järfälla 2018-08-17

Bästa kund

Philips har ett tillfälligt produktionsstopp av defibrilleringselektroden M3716A (MediCarrier art nr 68567) och M3713A (MediCarrier art nr 85587).

Produktionsstoppet beror på att de uppdaterar en komponent vilket defibrilleringselektroden innehåller.

Produktionsstoppet kommer hålla i sig cirka 4 veckor med förväntad produktionsstart i början av september månad.

Ersättningselektroden för M3716A (MediCarrier art nr 68567) under denna period heter M3718A. **VIKTIGT! M3718A är inte kompatibel med Philips HeartStart FR3.**

Ersättningselektroden för M3713A (MediCarrier art nr 85587) under denna period heter 989803166021 (MediCarrier art nr 85588).

Skillnaden mellan defibrilleringselektroden M3716A och M3718A är **storleken** till ytan, cm², där M3716A är något mindre än M3718A.

M3716A klarar **pacing i 8** timmar och M3718A klarar **pacing i 3** timmar.

M3716A är **genomlysningbar** dvs. att man ser en nyans av elektroden vid röntgen och M3718A är helt **transparent** .

Skillnaden mellan M3713A och 989803166021 är att 989803166021 kan vara **föransluten** till defibrillatorn.

Med vänlig hälsning
Andreas Persson
Produktspecialist



Vingmed AB
Box 576
175 26 Järfälla
Besöksadress: Datavägen 9

Mobil 076-525 70 80
Växel 08-583 593 00
Fax 08-583 570 10

andreas.persson@vingmed.se
www.vingmed.se

