


**Injektionstork**  
**REF 222680**

Version: 27.03.2013, rev. 2

Tryckt: 27.3.2013


Storlek, vikt	Storlek, ovikt	
30 x 30 mm	30 x 60 mm	
<b>Ingående material:</b>		Kompress: PP NW (nonwoven), vit Aktiv komponent: 70 % isopropyl alkohol
<b>REACH föreskrifter:</b>		Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
<b>Egenskaper:</b>		Individuellt förpackade kompresser impregnerade med isopropyl alkohol. Används för hudrengöring av injektionsområdet före administrering av spruta/injektion.
<b>Hållbarhetstid:</b>		2 år
<b>Antal per förpackning:</b>		200 st/dispenserlåda, 20 dispenserlådor (= 4000 st) / transportförpack.
<b>MBE (minsta beställningsbara enhet):</b>		Transportförpackning (10 dispenserlådor á 100 st)
<b>Enhetsförpackning:</b>		Pappersfolie, 50 x 50 mm
<b>Dispenserlåda:</b>		Kartong 102 x 105 x 52 mm
<b>Transportförpackning:</b>		Wellpapp med dubbel fluting, 420 x 275 x 125 mm

**Injektionstork**  
**REF 222680**

Version: 27.03.2013, rev. 2

Tryckt: 27.3.2013

<b>I enlighet med legala krav för:</b>	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN15223-1 och EN1041
<b>Förvaringsrekommendation:</b>	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme I jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering:</b>	Kompress och förpackningsmaterial till energiåtervinning eller blandat avfall.
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

<b>Streckkod:</b>	<b>Dispenserlåda</b>	<b>Transportförpackning</b>
<b>222680</b>	6438129352337 222680 dispenser  6 438129 352337	6438129552331 222680 carton  6 438129 552331